



medi

Jetzt mit Hilfsmittelnummer
23.15.04.4038

Spinomed® active Spinomed® active men

Die „unsichtbaren“ Rückenorthesen –
für weniger Schmerzen und mehr Mobilität

medi. ich fühl mich besser.

Spinomed® active

Die nicht-medikamentöse Alternative zur Schmerzlinderung bei osteoporosebedingten Rückenschmerzen

Nachgewiesene Wirksamkeit, passgenauer Tragekomfort, hohe Compliance und eine leitliniengerechte Versorgung in der Osteoporose-Therapie – alle diese Vorteile vereint medi mit der Spinomed active Rückenorthese. Weiterer Pluspunkt: Da die Orthese unter der Kleidung getragen wird, ist die Therapie mit ihr quasi unsichtbar.

– 37 %
Schmerzen



auch in Schwarz
verfügbar

Wirkung, die man spürt, aber nicht sieht.

Aktuelle Studiendaten¹ belegen
signifikante Verbesserungen bei:

- ✓ Schmerzen: – 37 %
- ✓ Kyphosewinkel: – 10 %
- ✓ Rumpfmuskelkraft: + 20 %
- ✓ Reduktion der Tage mit
Schmerzmittel: – 51 %

Die Studienergebnisse
finden Sie hier:



Die Studienergebnisse entsprechen der Empfehlung der DVO-Leitlinie² für eine frühzeitige Mobilisation bei niedrig-traumatischen, stabilen Wirbelkörperfrakturen. Die exzellente Patienten-Compliance von > 80 % bei den Studienteilnehmerinnen¹ unterstreicht die hohe Attraktivität und leichte Handhabung der Orthese.

Produktvorteile



Garantierte Wirkung durch
speziell entwickelte eingearbeitete,
zugelastete Materialien



Schnelle werkzeuggestützte Anpassung
an die Wirbelsäule dank kalt verform-
barer Aluminiumschiene

¹ Hettchen M et al. Effects of the "Spinomed active" orthosis on chronic back pain in kyphotic women with osteoporotic vertebral fractures three months and older: A randomized controlled study. Front. Pain Res. 3:1038269. doi: 10.3389/fpain.2022.1038269
² DVO. Prophylaxe, Diagnostik und Therapie der Osteoporose bei postmenopausalen Frauen und bei Männern ab dem 50. Lebensjahr; 2023. Online veröffentlicht unter: <https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/183-001> (Letzter Zugriff 28.11.2023).

Variantenvielfalt bei Spinomed® active

Optimaler Tragekomfort für maximale Patienten-Compliance

Mit den vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten und den zahlreichen Seriengrößen der Spinomed active bieten Sie Ihren Patientinnen eine passgenaue und individuelle Versorgung in der Osteoporose-Therapie – für einen Tragekomfort wie eine zweite Haut.

94%
Weiterempfehlung³



Produktvarianten*



Spinomed active 3D:
mit eingearbeiteten Cup



Zwickel mit Haken / Ösen



Spinomed active OK:
ohne eingearbeiteten Cup



Zwickel mit Klett / Flausch

* Spinomed active in Schwarz erhältlich in der Variante mit Cup



Hinweis

Für die Spinomed active / Spinomed active men bitte separaten Bestellblock anfordern (Art.-Nr. 0032204).

Spinomed active insbesondere empfehlenswert bei:

- Mobileren Patientinnen
- Länger zurückliegenden Frakturen
- Patientinnen, die eine „unsichtbare“ Rückenorthese wünschen

³ medi GmbH & Co. KG, 2020. Repräsentative Umfrage mit über 300 Osteoporose-Patienten bestätigt Nutzen einer wirbelsäulenaufrichtenden Orthese; 2020. Online veröffentlicht unter: <https://images.medi.de/Storage/Documents/Deutschland/Spinomed-Repraesentative-Umfrage-mit-Osteoporose-Patienten-2021-08.pdf> (Letzter Zugriff 09.01.2024).

Spinomed® active men

Die „unsichtbare“ Rückenorthese für einen starken Rücken

Bei der wirbelsäulenaufrichtenden Aktiv-Orthese wurde die Stärkung der Rumpf- und Beinmuskulatur wissenschaftlich belegt und macht die Spinomed active men zum effektiven Trainingsgerät.

Zahlreiche Seriengrößen bieten für nahezu alle Körpermaße die optimale Passform. Wie die Damenvariante lässt sich auch die Spinomed active men individuell anpassen und wie eine zweite Haut unter der Kleidung tragen.



Die positiven Ergebnisse der Spinomed® active men Studie⁴:

- ✓ **Höchste Trainingsadhärenz**
- ✓ **Rumpfmuskelflexoren: + 27 %**
- ✓ **Ganggeschwindigkeit: + 6 %**
- ✓ **Signifikante Verbesserung im Chair-Rise-Test**

Die Studienergebnisse finden Sie hier:



Produktvorteile



Hoher Tragekomfort dank individuell verstellbarer Schultergurte



Einfache Handhabung durch 2-Wege-Frontreißverschluss



Schnelle werkzeugfreie Anpassung an die Wirbelsäule dank kalt verformbarer Aluminiumschiene

⁴ Genest F et al. Feasibility of simple exercise interventions for men with osteoporosis – A prospective randomized controlled pilot study. Bone Rep. 2021;15:101099

Wirkprinzip Biofeedback

Erinnerungsfunktion und Training in einem

Alle Spinomed-Varianten funktionieren nach dem Biofeedback-Prinzip: Elastische und unelastische Materialien, das Gurtsystem sowie die Rückenschiene üben in einem komplexen Zusammenspiel die gewünschte Zugwirkung aus.



Biofeedback-Prinzip

Fällt der Patient in eine Fehlhaltung, erinnern die Spinomed Orthesen mit sanftem Druck an die richtige Körperhaltung. Die Muskulatur wird reflexartig angespannt, gestärkt und der Oberkörper richtet sich aus eigener Kraft wieder auf. Dieser Vorgang wird auch als „Biofeedback-Prinzip“ bezeichnet.

Mehr Informationen zum Biofeedback finden Sie unter folgendem QR-Code:



Mehr Informationen
medi.biz/biofeedback

Die Produktalternative: Spinomed®



Die Spinomed ist insbesondere empfehlenswert bei:

- ✓ Frischer Fraktur (Akutversorgung)
- ✓ Versorgung in der Klinik
- ✓ Weniger mobilen Patient:innen

Hilfsmittelnummer
23.15.04.4003

Unter [medi.biz/spinomed](https://www.medi.biz/spinomed) finden Sie weiterführende Informationen, Filme sowie hilfreiche Tipps und Tricks zur Anwendung aller Spinomed Rückenorthesen.



Mehr Informationen
medi.biz/spinomed

Spinomed® active (men)

Alle Spinomed-Orthesen sind budgetneutral, erstattungsfähig und verordnungsfähig.

Alle Indikationen, bei denen eine Entlastung und / oder Korrektur der LWS / BWS sowie Bewegungseinschränkung in Sagittalebene notwendig ist, zum Beispiel:

- Stabile osteoporotische Wirbelkörperfraktur der Brust- und / oder Lendenwirbelsäule

Rezeptbeispiel
Spinomed active / Spinomed active men

Krankenkasse bzw. Kostenträger		BVG	Hilfs- mittel- bedarf	Spr.-St. Beihilf.	Begr.- Pflicht	Apotheken-Nummer / IK	
Geburts- jahr	1	6	7	8	9		
Name, Vorname des Versicherten		geb. am		Zusatzbeitrag			
Geb.- ort				Gesamt-Brutto			
noch				Zusatzbeitrag			
Sonstige				Zusatzbeitrag			
Unfall				Zusatzbeitrag			
Arbeits- unfall				Zusatzbeitrag			
Kassen-Nr.		Versicherten-Nr.		Vertragsarztstempel			
VK gültig bis		Datum		Vertragsarztstempel			
Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)							
aut idem	2	23.15.04.4038					6
aut idem	3	Stabile osteoporotische Wirbelkörperfraktur der Brust- und / oder Lendenwirbelsäule					Wirbelsäulenaufrichtende Orthese mit wissenschaftlich nachgewiesener Wirksamkeit zur leitliniengerechten Therapie gemäß DVO.
aut idem	4	1 Stück Spinomed active					
aut idem	5	-					
Unterschrift des Arztes Muster 16 (4.2002)							
Bei Arbeitsunfall auszufüllen!							
Unfalltag		Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer					

Zweckbestimmung: Spinomed® active / Spinomed® active men ist eine Orthese zur aktiven Entlastung und Korrektur der Lendenwirbelsäule / Brustwirbelsäule in Sagittalebene.

Spinomed®

Alle Indikationen, bei denen eine Entlastung und / oder Korrektur der LWS / BWS sowie Bewegungseinschränkung in Sagittalebene notwendig ist, zum Beispiel:

- Stabile osteoporotische Wirbelkörperfraktur der Brust- und / oder Lendenwirbelsäule
- Juveniler Morbus Scheuermann
- Rundrücken mit chronischem Rückenschmerz

Rezeptbeispiel
Spinomed

Krankenkasse bzw. Kostenträger		BVG	Hilfs- mittel- bedarf	Spr.-St. Beihilf.	Begr.- Pflicht	Apotheken-Nummer / IK	
Geburts- jahr	1	6	7	8	9		
Name, Vorname des Versicherten		geb. am		Zusatzbeitrag			
Geb.- ort				Gesamt-Brutto			
noch				Zusatzbeitrag			
Sonstige				Zusatzbeitrag			
Unfall				Zusatzbeitrag			
Arbeits- unfall				Zusatzbeitrag			
Kassen-Nr.		Versicherten-Nr.		Vertragsarztstempel			
VK gültig bis		Datum		Vertragsarztstempel			
Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)							
aut idem	2	23.15.04.4003					6
aut idem	3	Stabile osteoporotische Wirbelkörperfraktur der Brust- und / oder Lendenwirbelsäule					Wirbelsäulenaufrichtende Orthese mit wissenschaftlich nachgewiesener Wirksamkeit zur leitliniengerechten Therapie gemäß DVO und Pivot-Gelenk.
aut idem	4	1 Stück Spinomed					
aut idem	5	-					
Unterschrift des Arztes Muster 16 (4.2002)							
Bei Arbeitsunfall auszufüllen!							
Unfalltag		Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer					

Zweckbestimmung: Spinomed® ist eine Orthese zur aktiven Entlastung und Korrektur der Lendenwirbelsäule / Brustwirbelsäule in Sagittalebene.

Unsere Unterstützung für Sie

Profitieren Sie von unserem umfangreichen Informationsmaterial.

Informationsmaterial für Sie als Ärzt:innen



**Spinomed
Broschüre,
DIN A4,
Art.-Nr. 0030224**



**Verordnungshilfe
Rücken,
DIN A4,
Art.-Nr. 0030103**



**Patientenratgeber
Osteoporose,
DIN A5,
Art.-Nr. 0032018**



**Haftnotizen
Spinomed,
DIN A6,
Art.-Nr. 0032126**



**Kitteltaschenkatalog
medi Orthopädie,
DIN lang,
Art.-Nr. 0030001**

Studien



**Studienbroschüre
Spinomed Langversion,
DIN A5,
Art.-Nr. 0030226**



**Studienbroschüre
Spinomed Onepager,
DIN A5,
Art.-Nr. 0030227**



Unser Schulungsangebot für den Fachhandel

Alle Informationen zur Osteoporose-Therapie und dem Schulungsangebot unseres medi Campus finden Sie über den QR-Code oder unter:
www.medi.biz/osteo-seminar



Informationsmaterial für Fachhändler



**Bestellblock
Spinomed active /
Spinomed active men,
DIN A4,
Art.-Nr. 0032204**



**Spinomed
Broschüre,
DIN A4,
Art.-Nr. 0030224**



**Patientenratgeber
Osteoporose,
DIN A5,
Art.-Nr. 0032018**



**Produktkatalog
medi Orthopädie,
DIN A4,
Art.-Nr. 0030300**

Anleitungsvideos für Techniker:innen und Fachpersonal



Anleitungsvideos zum richtigen Vermessen und Anpassen der Spinomed active und der Spinomed, sowie weitere Informationen zum Thema Osteoporose finden Sie über den QR-Code oder unter:
medi.biz/osteo-clips



Sie sind Fachhändler?

Unser kompetentes Service-Team ist für Sie da.

Hotline +49 921 912-333

Montag bis Freitag 08.00 bis 17.00 Uhr

ortho@medi.de

www.medi.de/fachhandel

Sie sind Arzt / Ärztin?

Unser kompetentes Service-Team ist für Sie da.

Hotline +49 921 912-977

Montag bis Donnerstag 09.00 bis 16.00 Uhr

Freitag von 09.00 bis 14.00 Uhr

F +49 921 912-377

arzt@medi.de

www.medi.de/arzt

medi GmbH & Co. KG
Medicusstraße 1
95448 Bayreuth
Germany
T +49 921 912-333
F +49 921 912-57
ortho@medi.de
www.medi.de



4 068903 000028

0030229/02.2024